

Für Labor- und Apothekenbedarf

PHARMAZEUTISCHES PORZELLAN



RÖSLER
Ceraminno



Seite 4 - 5
MÖRSER MIT PISTILLE


Seite 6 - 7
STANDGEFÄßE MIT DECKEL

Seite 8 - 9
MENSUREN

Seite 10 - 11
IHR FIRMENLOGO

RÖSLER CeramInno

Wir sind ein innovatives, mittelständisches Unternehmen mit 70 Jahren Erfahrung in den Bereichen Porzellan, technische Keramik und der thermischen Prozessbehandlung von Schüttgütern und anderen keramischen Formkörpern bis 1600°C. Heute „brennen“ bei Rösler CeramInno GmbH 60 qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiter für diese 5 Geschäftsfelder:



TToB

THEMAL
TREATMENT
OF BULK



TK

TECHNISCHE
KERAMIK



PLOPPbottles

PLOPP
bottles



AM

ADDITIVE
MANUFACTURING



Porzellan /
Full Service

ROESLER
CERAMINNO



Unsere pharmazeutischen Artikel sind aus **Hartporzellan** lebensmittel-, kratz- und spülmaschinenfest bei über 1400°C gebrannt und somit gegen Temperaturschwankungen weitestgehend unempfindlich sowie säure- und laugenbeständig.

Alle in der Broschüre aufgelisteten Produkte sind sowohl in weiß oder mit individuellen Logodrucken, Bodenmarken oder Firmenkennungen lieferbar.

Hier erstellen wir Ihnen auf Anfrage gerne individuelle Angebote.

Titel (flat medical icon): @Olga_spb / Freepik, Produktbilder: roeder-sommer.de sowie zweimedia.de, Layout: roeder-sommer.de / Herausgeber: Rösler CeramInno GmbH

Für die Verreibung und Zubereitung

MÖRSER MIT PISTILLE



Reibschale/Mörser

Artikel-Nr.	Größe/ Bezeichnung	Inhalt bis Ausguß
71110004	A63	70ml
71210004	A90	160ml
71310004	A125	400ml
71410004	A150	650ml
71510004	A180	1.000ml

Pistille

Artikel-Nr.	Größe/ Bezeichnung	Länge in mm	Ø in mm
72110004	B 63-24	115	24
72210004	B 90-30	135	30
72310004	B 125-36	150	36
72410004	B 150-42	175	42
72610004	B 180-55	210	55

Qualität von Rösler

Mörser mit Ausguß aus weißem Hartporzellan abriebfest. Pistille & Reibfläche angeraut oder komplett glasiert.

Für Verreibung von Pulvern, Medikamenten, Zubereitung von Salben & Cremes. Spülmaschinen- und mikrowellenfest und für den Einsatz in Ausheizöfen geeignet. Hergestellt nach DIN 12906.

Für die Aufbewahrung

STANDGEFÄßE MIT DECKEL



Standgefäß Unterteil

Artikel-Nr.	Inhalt	Ø in cm	Höhe in cm
58210004	250ml	8,0	11,0
58310004	500ml	9,5	15,0
58410004	750ml	10,0	17,0
58510004	1000ml	11,0	19,0

Deckel für Standgefäß

Artikel-Nr.	für Inhalt
15210004	250ml
15310004	500ml
15410004	750ml
15510004	1000ml

Innen und außen glasiert

Standgefäße mit Deckel aus Hartporzellan, innen und außen weiß glasiert zur Aufbewahrung von Salben, Pasten, Pulvern usw. spülmaschinen- und mikrowellenfest und für den Einsatz in Ausheizöfen geeignet.



Spülmaschinen und mikrowellenfest

Mensur aus Hartporzellan inkl. Graduierung innen. Angabe in Milliliter, zum Abwiegen/Messen von Lösungen und Flüssigkeiten ohne Waage. Spülmaschinen- und mikrowellenfest und für den Einsatz in Ausheizöfen geeignet.

Mensuren

Artikel-Nr.	Inhalt	Ø in cm	Höhe in cm
75110004	50ml	5,0	5,5
75210004	100ml	6,5	6,5
75310004	125ml	6,5	7,5
75510004	250ml	7,5	10,0
75610004	500ml	9,0	14,5
75710004	1000ml	10,5	18,0

FIRMENLOGO



Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot zur individuellen Werbeanbringung. Wir haben viele Möglichkeiten - Fragen Sie uns!

UND SO GEHTS:

1. Bereitstellung der Daten

Sie stellen uns Ihr Design als Vector-Datei, Schriften in Pfade gewandelt zur Verfügung.

Die Größe des Druckes muss ebenso angegeben werden wie die gewünschte Anbringung auf dem entsprechenden Porzellanartikel.

2. Farbangaben

Geben Sie uns Ihre Farbangaben als Pantone, HKS oder RAL an. Beachten Sie, dass sich diese nicht zu 100% exakt als keramische Farben wiedergeben lassen - geringe Farbabweichungen sind möglich.

3. Mindestabnahme

Wir setzen Ihr Wunschlogo schon ab einer Menge von 100 Teilen problemlos um.

4. Andruckmuster

Die Fertigung des ersten Andruckmusters dauert ca. 15 – 20 Tage. Pro Farbe entstehen Ihnen einmalige Vorkosten in Höhe von 50,00 € für Litho- und Filmerstellung. Sowie 15,00 € pro Farbe für die Andruckmuster. Die Filme werden archiviert, so dass Ihnen bei Nachbestellungen keine weiteren Zusatzkosten entstehen.

5. Freigabe

Nach schriftlicher Freigabe des Andruckmusters beträgt die Lieferzeit je nach Menge, ca. 3 – 5 Wochen. Sollten Sie Änderungswünsche haben, wird ein weiteres Andruckmuster gemäß Ihren Änderungswünschen gefertigt. Hier können zusätzliche Kosten entstehen.

Die Lieferzeit verlängert sich dementsprechend.



Rösler Ceraminno GmbH
Langenauer Str. 2
96355 Tettau/Schauberg

Telefon: +49 9269 78-100
Telefax: +49 9269 78-190

info@roesler-ceraminno.de